


VACHT polyclonal rabbit purified antibody (品番: 139 103)



抗体希釈: 1 : 500
サンプル: ラット脳 クレードシナプス小胞分画(LP2)

PFA固定ラットニューロンの間接免疫染色
Rabbit anti-VACHT
(品番: 139 103, 希釈 1 : 500, 赤色)、
mouse anti-Synapsin 1
(品番: 106 001, 希釈 1 : 1000, 緑)
核はDAPIで可視化(青)

ラット基底前脳におけるコリン作動性マーカーの間接免疫染色
Anti-VACHT(希釈 1 : 100, 赤)、
市販のgoat anti-ChAT抗体(希釈 1 : 25, 緑)

PFA固定パラフィン包埋マウス脳切片の間接免疫染色
(希釈 1 : 500, 赤)。
核はDAPIで可視化(青)