



性感染症病原体 qPCRキット

- ≫≫ コピー数定量用のポジティブコントロール付属
- ≫≫ 解析に必要な試薬をすべて含有
- ≫≫ 100コピー未満のターゲットも検出

キット概要

YouSeq社が提供する性感染症病原体定量検出用qPCRキットは、解析に必要な試薬がすべて含まれているコンプリートソリューションです。ヒトサンプル中の内在性遺伝子検出用プライマー/プローブが付属するため、有効な生物学的テンプレートが抽出できているかの確認にご利用いただけます。

キット内容例

- ターゲット検出用プライマー/プローブ
- ポジティブコントロールテンプレート
- ROXパッシブリアレンス色素
- テンプレート再構成用バッファー
- 凍結乾燥qPCRマスターミックス
- 内在性コントロールプライマー/プローブ
- DNase/RNase フリー水
- マスターミックス再構成用バッファー

性感染症病原体検出用 マルチプレックスqPCRキット製品ラインアップ

キットに含まれるプローブの蛍光を検出できる機器であればご使用可能です。ご使用機器をご連絡いただければ、メーカーに適合性を確認いたします。

製品名	検出項目 (検出チャネル)	品番	容量
Bacterial Vaginosis Multiplex qPCR Test Kit	細菌性膣炎関連細菌 2 (FAM) アトボビウム・バギナエ (ROX) ガードネラ・バジナリス (VIC/HEX) ヒト内在性コントロール (Cy5)	<u>YSL-qPX-EC-B.vagin-100</u>	100反応
Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Multiplex qPCR Test Kit	クラミジア・トラコマチス (FAM) ナイセリア・ゴルア (淋菌) (VIC/HEX) ヒト内在性コントロール (Cy5)	<u>YSL-qPX-EC-CT.NG-100</u>	100反応
Chlamydia trachomatis, Neisseriagonorrhoeae, Trichomonas vaginalis Multiplex qPCR Test Kit	クラミジア・トラコマチス (FAM) トリコモナス・バジナリス (トリコモナス原虫) (ROX) ナイセリア・ゴルア (淋菌) (VIC/HEX) ヒト内在性コントロール (Cy5)	<u>YSL-qPX-EC-CT.NG.TV-100</u>	100反応
Genital Ulcer Multiplex qPCR Test Kit	単純ヘルペスウイルス 1型 (HSV-1) (FAM) トロボネマ・パリダム (梅毒) (ROX) 単純ヘルペスウイルス 2型 (HSV-2) (VIC/HEX) ヒト内在性コントロール (Cy5)	<u>YSL-qPX-EC-G.Ulcer-100</u>	100反応
Herpes Simplex virus Multiplex qPCR Test Kit	単純ヘルペスウイルス 1型 (HSV-1) (FAM) 単純ヘルペスウイルス 2型 (HSV-2) (VIC/HEX) ヒト内在性コントロール (ROX)	<u>YSL-qPX-EC-HSV-100</u>	100反応
High Risk HPV Multiplex qPCR Test Kit	HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (FAM) HPV 18 (ROX) HPV 16 (VIC/HEX) ヒト内在性コントロール (Cy5)	<u>YSL-qPX-EC-HiRi.HPV-100</u>	100反応
MG/NG/TV Multiplex qPCR Test Kit	マイコプラズマ・ジェニタリウム (FAM) トリコモナス・バジナリス (トリコモナス原虫) (ROX) ナイセリア・ゴルア (淋菌) (VIC/HEX) ヒト内在性コントロール (Cy5)	<u>YSL-qPX-EC-MG.NG.TV-100</u>	100反応
Urethritis Plus Multiplex qPCR Test Kit	クラミジア・トラコマチス (FAM) トリコモナス・バジナリス (トリコモナス原虫) (ROX) ナイセリア・ゴルア (淋菌) (VIC/HEX) ヒト内在性コントロール (Cy5)	<u>YSL-qPX-EC-U.Plus-100</u>	100反応
	ウレアプラズマ・ウレアリチカム (FAM) マイコプラズマ・ホミニス (ROX) ウレアプラズマ・バルバム (VIC/HEX) マイコプラズマ・ジェニタリウム (Cy5)		
Vesicular rash Multiplex qPCR Test Kit	単純ヘルペスウイルス 1型 (HSV-1) (FAM) 単純ヘルペスウイルス 2型 (HSV-2) (VIC/HEX) 水痘・帯状疱疹ウイルス (ROX) ヒト内在性コントロール (Cy5)	<u>YSL-qPX-EC-V.Rash-100</u>	100反応

※マルチプレックスqPCRキットは定性検出用に設計されています。

性感染症病原体検出用 シングルプレックスqPCRキット製品ラインアップは裏面へ⇒

性感染症病原体検出用 シングルプレックスqPCRキット製品ラインアップ

品名	検出項目（検出チャネル）	品番	容量
Candida albicans qPCR Test Kit	カンジダ・アルビカンス (FAM) Candida albicans	YSL-qP-EC-C.albic-100	100反応
Chlamydia trachomatis qPCR Test Kit	クラミジア・トラコマチス (FAM) Chlamydia trachomatis	YSL-qP-EC-CT-100	100反応
Chlamydia SPP qPCR Test Kit	クラミジア属 (FAM) Chlamydiaceae (all species)	YSL-qP-EC-Chlam.SPP-100	100反応
Haemophilus ducreyi qPCR Test Kit	軟性下疳菌 (FAM) Haemophilus ducreyi	YSL-qP-EC-H.ducre-100	100反応
Gardnerella vaginalis qPCR Test Kit	ガードネレラ・バジナリス (FAM) Gardnerella vaginalis	YSL-qP-EC-G.vagin-100	100反応
Mycoplasma genitalium qPCR Test Kit	マイコプラズマ・ジェニタリウム (FAM) Mycoplasma genitalium	YSL-qP-EC-MG-100	100反応
Neisseria gonorrhoeae qPCR Test Kit	ナイセリア・ゴノレア (淋菌) (FAM) Neisseria gonorrhoeae	YSL-qP-EC-NG-100	100反応
Treponema pallidum qPCR Test Kit	トレポネマ・パルダム (梅毒) (FAM) Treponema pallidum	YSL-qP-EC-T.palli-100	100反応
Trichomonas vaginalis qPCR Test Kit	トリコモナス・バジナリス (トリコモナス原虫) (FAM) Trichomonas vaginalis	YSL-qP-EC-T.vagin-100	100反応
Ureaplasma urealyticum qPCR Test Kit	ウレアプラズマ・ウレアリティカム (FAM) Ureaplasma urealyticum	YSL-qP-EC-UU-100	100反応
Ureaplasma parvum qPCR Test Kit	ウレアプラズマ・パルバム (FAM) Ureaplasma parvum	YSL-qP-EC-U.parvu-100	100反応
Human immunodeficiency virus 1 (HIV1) qPCR Test Kit	ヒト免疫不全ウイルス1型 (HIV-1) (FAM) Human Immunodeficiency Virus type 1	YSL-qP-EC-HIV1-100	100反応
Herpes Simplex virus 1 (HSV1) qPCR Test Kit	単純ヘルペスウイルス 1型 (HSV-1) (FAM) Herpes Simplex virus 1	YSL-qP-EC-HSV1-100	100反応
Herpes Simplex virus 2 (HSV2) qPCR Test Kit	単純ヘルペスウイルス 2型 (HSV-2) (FAM) Herpes Simplex virus 2	YSL-qP-EC-HSV2-100	100反応
Herpes Simplex virus 1 and 2 qPCR Test Kit	単純ヘルペスウイルス 1&2型 (FAM) Herpes Simplex virus 1 and 2	YSL-qP-EC-HSV1/2-100	100反応
Hepatitis A virus qPCR Test Kit	A型肝炎ウイルス (HAV) (FAM) Hepatitis A Virus	YSL-qP-EC-HAV-100	100反応
Hepatitis B virus qPCR Test Kit	B型肝炎ウイルス (HBV) (FAM) Hepatitis B Virus	YSL-qP-EC-HBV-100	100反応
Hepatitis C virus qPCR Test Kit	C型肝炎ウイルス (HCV) (FAM) Hepatitis C Virus	YSL-qP-EC-HCV-100	100反応
Hepatitis D virus qPCR Test Kit	D型肝炎ウイルス (HDV) (FAM) Hepatitis Delta Virus	YSL-qP-EC-HDV-100	100反応
Giardia lamblia qPCR Test Kit	ランブル鞭毛虫 (FAM) Giardia lamblia	YSL-qP-EC-G.lambl-100	100反応
Epstein-Barr virus (EBV) qPCR Test Kit	EBウイルス (FAM) Epstein-Barr virus	YSL-qP-EC-EBV-100	100反応

qPCRキットカスタム作製サービス

既存の製品ラインアップにないqPCRキットをカスタマイズで作製するサービスです。検出するターゲットをご指定いただき、Youseq社にて増幅遺伝子の決定を含めたキットの設計・作製を行います。詳細につきましては、弊社までご相談ください。

【お問合せ先】 試薬機器部 ☎ biosupport@filgen.jp

お見積り・マニュアル取り寄せ・その他ご質問に関しましてもお気軽にお問い合わせください。



本キットは、研究用として販売しております。ヒト、動物への医療・臨床診断用には使用しない様にご注意ください。

フィルジェン 株式会社 

【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

メール : biosupport@filgen.jp URL : <https://filgen.jp/>

代理店

(Oct.2023)