



ヒト腫瘍マーカー ELISAキット

腫瘍マーカーは、血液、尿、または体の組織に見られる物質です。多様な腫瘍マーカーがあり、それぞれが特定の疾患プロセスを示しており、がんの存在を検出するために腫瘍学で使用されています。腫瘍マーカーのレベルの上昇は、がんを示している可能性があります。ただし、上昇には他の原因も考えられます。腫瘍マーカーは、腫瘍の存在に対する応答として、腫瘍によって直接、または非腫瘍細胞によって生成されるものがあります。血清検査による腫瘍マーカーレベルの決定は、がんの診断、予後、転移、残存病変、治療に関する研究で有用です。

品番	品名	インキュベーション 時間	検出範囲	感度	インターナル コントロール	最終 サンプル量	サンプル タイプ
DE1868	【がん胎児抗原】 CEA ELISA	1時間30分	5-100ng/ml	< 0.596 ng/ml	2	50μl	血清、血漿
DE2353	【神経特異的エノラーゼ】 NSE ELISA	1時間15分	7-120ng/ml	0.19 ng/ml	2	25μl	血清
DE5068	【CA15-3】 CA15-3 ELISA	2時間15分	25-200U/ml	0.5 U/ml	2	10μl	血清、血漿
DE5069	【CA19-9】 CA19-9 ELISA	2時間30分	15-240U/ml	0.2U/ml	2	50μl	血清、血漿
DE5070	【サイトケラチン19フラグメント】 CYFRA 21-1 ELISA	1時間15分	3-50ng/ml	0.185 ng/ml	2	50μl	血清、血漿
DE5071	【CA72-4】 CA72-4 ELISA	2時間30分	3-100U/ml	0.79 U/ml	2	20μl	血清、血漿
DE5072	【CA125】 CA125 ELISA	1時間15分	25-600U/ml	0.25 U/ml	2	50μl	血清、血漿
DE7610	【β2ミクログロブリン】 beta-2-Microglobulin ELISA	1時間5分	0.75-2 μg/ml	0.1 μg/ml	2	100μl	血清、血漿、尿
DEE9000	【クロモグラニンA】 Chromogranin A ELISA	2時間25分	30-900μg/l	LoD: 1.4 μg/l	2	50μl	血清

※2023年12月現在の情報に基づき作成しています。製品詳細は、メーカーサイトにてご確認ください。



お問合せ先 biosupport@filgen.jp

お見積り依頼、製品に関するご質問など、お気軽にお問い合わせください。

フィルジェン 株式会社



代理店

【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

メール : biosupport@filgen.jp URL : <https://filgen.jp/>

(Dec.2023)