

# 感染症研究用 組換え病原体抗原 病原体検出用モノクローナル抗体



100μg 抗原/抗体組み合わせ自由まとめ買い価格

3個	<del>¥180,000-</del>	→	¥141,000-
5個	<del>¥300,000-</del>		¥220,000-
10個	<del>¥600,000-</del>		¥410,000-

## 組換え病原体抗原

組換え病原体抗原を豊富にラインアップしています。ELISA、ウェスタンブロットティング、フロースルーアッセイなどのアプリケーションに使用できます。全ての抗原は、凍結乾燥状態で提供されます。

病原体	抗原部位
CMV (サイトメガロウイルス)	Pp65 (UL83)、Pp52 (UL44)、gB(UL55)、Pp150
HHV (ヒトヘルペスウイルス)	p23、mosaic EBNA1、EA
HAV (A型肝炎ウイルス)	VP1-P2A、VP4-VP2、P2C-P3A、P3C、VP3、P2C、P2C-P3B
HBV (B型肝炎ウイルス)	Core、Surface
HCV (C型肝炎ウイルス)	Core、NS3、NS4、NS5
HDV (D型肝炎ウイルス)	Immunodominant regions
HEV (E型肝炎ウイルス)	ORF2、ORF3
HIV-1 (ヒト免疫不全ウイルス)	gag p24、nef、env gp41-gp120、p24 core、type O env、tat、RT、Intergase
HIV-2 (ヒト免疫不全ウイルス)	env gp36、env gp32、
HSV (単純ヘルペスウイルス)	HSV-1 gD、HSV-2 gD、HSV-2 gB、HSV-2 gG
HTLV (ヒトTリンパ好性ウイルス)	Mosaic、gp21、env gp46、p24 core
Rubella virus (風疹ウイルス)	E1 mosaic、E2 mosaic、Capsid
SARS (重症急性性呼吸器症候群コロナウイルス)	Envelope、Nucleocapsid、Spike mosaic、Membrane、Spike
SARS-CoV-2 (SARSコロナウイルス2)	Spike-E-M、Nucleocapsid、Spike、RBD、Membrane-Envelope、Spike S1
Treponema pallidum (梅毒トレポネーマ)	P15、p17、p45、TnpA
TBE Virus (ダニ媒介性脳炎ウイルス)	gE
Toxoplasma gondii (トキソプラズマ・ゴンディ)	MIC 3、P24(GRA1)、P29(GRA7)、P30(SAG1)、ROP2
VZV (水痘・帯状疱疹ウイルス)	gE、ORF9、ORF26
West Nile Virus (西ナイル熱ウイルス)	Envelope、Pre-M
Zika Virus (ジカウイルス)	ENV-NS1、NS1
Chlamydia trachomatis (クラミジア・トラコマチス)	PDP3-D、MOMP、W2、W4、W5、W6、HSP70、W3-W6、MOMP
H. Pylori (ヘリコバクター・ピロリ)	CagA
Borrelia Burgdorferi (ボレリア・ブルグドルフェリ)	Cp、Ct、OspA、OspC
Dengue Virus (デングウイルス)	NS1、NS1c、NS1n
HERV (ヒト内在性レトロウイルス)	K envelope
HPV (ヒトパピローマウイルス)	E6、E7
Influenza Virus (インフルエンザウイルス)	Hemagglutinin H5、Hemagglutinin H7
JEV (日本脳炎ウイルス)	Immunodominant region
Plasmodium Falciparum (マラリア原虫)	Pfs 25



## 病原体検出用モノクローナル抗体

感染症研究用のウイルス検出用モノクローナル抗体をラインアップしています。全ての抗体は、凍結乾燥状態で提供されます。

病原体	抗体
Adenovirus (アデノウイルス)	E11 IgG2a、C11 IgG2a
CMV (サイトメガロウイルス)	IE pp72 IgG2a、IE pp65 IgG1、gB IgG1
Dengue Virus (デングウイルス)	NS1 Type 2 IgG1
HBV (B型肝炎ウイルス)	Core (IgG1、IgG2b、IgG2a、IgM)、Surface IgG1、Pre-surface IgG1
HCV (C型肝炎ウイルス)	Core (IgG1、IgG2a)、NS4B IgG2b、NS5a IgG1
HIV (ヒト免疫不全ウイルス)	p24 IgG1、gp41 IgG1、p17 IgG1、p55/17 IgG1
HSV (単純ヘルペスウイルス)	HSV I gD IgG1、HSV II gB IgG1
Rotavirus (ロタウイルス)	p42 IgG2a
TGEV (伝染性胃腸炎ウイルス)	IgG1

## 組換え病原体抗原 病原体検出用モノクローナル抗体価格

各製品は種類問わず、2種類のボリュームで販売しており、一律価格となっています。

サイズ	税別価格
100µg / vial	¥ 60,000-
1mg/vial	¥ 306,000-

## 100µg 抗原/抗体組み合わせ自由まとめ買い価格

サイズ	税別価格	品番
抗原/抗体組み合わせ自由3個まとめ買い	¥ 141,000-	VR100-custom-3
抗原/抗体組み合わせ自由5個まとめ買い	¥ 220,000-	VR100-custom-5
抗原/抗体組み合わせ自由10個まとめ買い	¥ 410,000-	VR100-custom-10

※ご注文時は、ご希望の製品の品番を併せてお知らせください。

各製品の詳細な情報や品番等は下記の弊社製品ページからご確認いただけます。



Virogen製品紹介ページ

▶ <https://filgen.jp/Product/Bioscience4/Virogen/index.html>

フィルジェン 株式会社



代理店

【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

メール : biosupport@filgen.jp URL : <https://filgen.jp/>

(Apr.2023)