

食品、組織、土壌、植物など幅広いサンプルに対応

genesig Easy核酸抽出キット

genesig Easy DNA/RNA Extraction Kit

PRIMER
DESIGN

様々なサンプルからDNA/RNAを単離するためのキットです。遠心分離機などの装置が不要なため、実験室に限らず、様々な場所で抽出が可能です。メンブレン、フィルターを使用しないため、目詰まりを起こす全血、牛乳、大便、組織などのサンプルにも対応できます。16サンプルを約25分で抽出できます。



キット構成

- サンプル前処理溶液
- 溶解バッファー
- 磁気ビーズ結合用バッファーミックス
- 磁気ビーズ
- 洗浄バッファー（2種）
- 80%エタノール
- 溶出バッファー
- プロテイナーゼK（凍結乾燥）およびプロテイナーゼK用バッファー
- キャリアRNA（凍結乾燥）およびキャリアRNA用バッファー

対応サンプル

臨床サンプル分野

- 全血、血漿、血清
- 唾液、痰
- 糞便、尿
- 組織
- 乾燥スワブ
- 細菌培養液

食品分野

- 肉、魚、牛乳
- 調理済みまたは加工食品など

環境分野

- 植物、土壌、水など

製品情報

キットをご使用になる際、別途マグネットラックが必要です。「genesig magnetic separation rack」か、お手持ちのマグネットラックをご使用ください。

核酸抽出キット

品名	容量	品番
genesig easy DNA/RNA extraction kit	50反応分	Z-genesigEASY-EK

マグネットラック

品名	容量	品番
genesig magnetic separation rack	1台	Z-genesigEASY-MR

フィルジェン 株式会社



【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

メール : biosupport@filgen.jp URL : <https://filgen.jp/>

代理店

(Mar.2024)