


## ◆ PwrPOP™ Polymers

### <製品仕様>

製品名	仕様	対応ABIシーケンサー
PwrPOP P7 polymer	～1,000bpのリード長のシーケンス ショートリードとロングリードの短時間のシーケンスに対応	3130、3500、3730
PwrPOP P6 polymer	シーケンシングプライマーに近いヌクレオチドの優れた分離能 粘性高く、低速ラン	310/3100、3130、3500
PwrPOP P4 polymer	短いDNA（～500bp）のフラグメント解析に使用	310/3100、3130、3500

### 競合他社のキャピラリー電気泳動用ポリマーを使用したシーケンスデータとの比較



PwrPOP™ P7 Polymers は、他メーカーのポリマーと同等の分離性能を有しています。