


DNA精製不要!

# FastAmp® Plant Direct PCR Kit



## 植物サンプルから直接DNAを増幅!! 植物への導入遺伝子確認・ジェノタイピングに


本製品は、DNAを精製せずに植物サンプルから直接DNAを増幅するのに適しています。特別に設計されたTaqDNAポリメラーゼ、独自のバッファーシステム、dNTP、MgCl<sub>2</sub>、PCR促進剤、および染料ミックスで構成され、非常に堅牢で、複合多糖類、ポリフェノールなどの植物PCR阻害物質に対する耐性があります。さまざまな植物種の葉と種子でテストされています。



### キット内容物

- FastAmp® Plant Direct PCR マスターミックス(2x)
- FastAmp® Plant Direct PCR/ジェノタイピング 溶液

### キット使用例



様々な1.2mmパンチの葉組織およびスクラッチ組織からのダイレクトPCR分析

レーン1：ブドウ      レーン5：ワタ  
 レーン2：イネ      レーン6：コムギ  
 レーン3：ダイズ      レーン7：トウモロコシ  
 レーン4：イチゴ

### 品名

FastAmp® Plant Direct PCR Kit

### サイズ

250反応分

1250反応分

### 品番

4612

4615

■本誌掲載のサービス、製品は医療用ではなく、研究用に限定して販売しています。医療品の製造、品質管理、各種診断、治療には使用しないでください。  
 ■サービスや製品の名称、仕様、プロトコルなどは改良などの理由から予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。

**Filgen** **フィルジェン株式会社**

【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 E-mail : support@filgen.jp

URL : <https://filgen.jp/>

代理店