

15% OFF キャンペーン

検出対象 約70種類

📅 2026年12月18日 受注分まで

＼製品リストはこちら／



DNAアプタマー①

修飾	修飾無し		ビオチン化		チオール修飾	
容量	10 nmol	30 nmol	10 nmol	30 nmol	10 nmol	30 nmol
通常価格（税別）	¥82,000	¥138,000	¥231,000	¥328,000	¥240,000	¥337,000
キャンペーン価格（税別）	¥69,700	¥117,300	¥196,350	¥278,800	¥204,000	¥286,450



がん研究

品番	検出対象
APT-017▲▲-○○	Thyroid Transcription Factor 1
APT-018▲▲-○○	Vascular Endothelial Growth Factor-165
APT-024▲▲-○○	Alpha Fetoprotein
APT-026▲▲-○○	Prostate-Specific Antigen
APT-027▲▲-○○	Angiopoietin-2
APT-052▲▲-○○	Programmed Death-Ligand 1



免疫・炎症研究

品番	検出対象
APT-009▲▲-○○	Interferon Gamma
APT-013▲▲-○○	Platelet Derived Growth Factor BB
APT-016▲▲-○○	TNF-alpha
APT-018▲▲-○○	Vascular Endothelial Growth Factor-165
APT-028▲▲-○○	TNFRSF9
APT-029▲▲-○○	Concanavalin A
APT-052▲▲-○○	Programmed Death-Ligand 1



循環器・血液・代謝研究

品番	検出対象
APT-006▲▲-○○	Fibrinogen
APT-008▲▲-○○	Cardiac Troponin I
APT-011▲▲-○○	NT-proBNP
APT-012▲▲-○○	Plasminogen Activator Inhibitor-1
APT-015▲▲-○○	Thrombin
APT-027▲▲-○○	Angiopoietin-2
APT-001▲▲-○○	Apolipoprotein E3
APT-004▲▲-○○	C-Reactive Protein
APT-005▲▲-○○	Glycated Hemoglobin
APT-007▲▲-○○	Hemoglobin
APT-010▲▲-○○	Lipocalin-2
APT-030▲▲-○○	Cortisol
APT-051▲▲-○○	Lactate Dehydrogenase
APT-053▲▲-○○	Glucagon Receptor



感染症研究

品番	検出対象
APT-035▲▲-○○	Hepatitis B Surface Antigen
APT-036▲▲-○○	Hepatitis C Virus Envelope Surface Glycoprotein E2
APT-046▲▲-○○	SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein
APT-047▲▲-○○	SARS-CoV-2 Spike Protein
APT-064▲▲-○○	Dengue Virus Envelope Protein
APT-019▲▲-○○	Protein A of Staphylococcus aureus
APT-020▲▲-○○	Enterotoxin A of Staphylococcus aureus
APT-021▲▲-○○	Enterotoxin B of Staphylococcus aureus
APT-022▲▲-○○	Botulinum Neurotoxin Type A
APT-037▲▲-○○	Bacillus cereus
APT-038▲▲-○○	Listeria monocytogenes
APT-039▲▲-○○	Staphylococcus aureus
APT-040▲▲-○○	Salmonella enterica serovar Typhimurium
APT-041▲▲-○○	Campylobacter jejuni
APT-042▲▲-○○	Toxoplasma gondii
APT-043▲▲-○○	Escherichia coli O157:H7
APT-044▲▲-○○	Mycobacterium tuberculosis



食品・農業・抗菌薬

品番	検出対象
APT-002▲▲-○○	Beta-lactoglobulin
APT-003▲▲-○○	Lysozyme
APT-023▲▲-○○	Gluten
APT-031▲▲-○○	Abscisic Acid
APT-033▲▲-○○	Penicillin G
APT-034▲▲-○○	Kanamycin A
APT-045▲▲-○○	Tyramine
APT-048▲▲-○○	Tetracycline



その他

品番	検出対象
APT-014▲▲-○○	Streptavidin
APT-032▲▲-○○	Glutamate

※品番の▲▲には、対応する修飾が入ります（修飾無しの場合無記号、ビオチン化の場合「BT」、チオール修飾の場合「TH」）。品番の○○には、容量に応じて10または30が入ります（単位：nmol）。

DNAアプタマー②

修飾	修飾無し		ビオチン化		チオール修飾	
容量	10 nmol	30 nmol	10 nmol	30 nmol	10 nmol	30 nmol
通常価格（税別）	¥113,000	¥169,000	¥262,000	¥359,000	¥272,000	¥368,000
キャンペーン価格（税別）	¥96,050	¥143,650	¥222,700	¥305,150	¥231,200	¥312,800

がん研究

品番	検出対象
APT-065▲▲-○○	MCF-7 Breast Cancer Cells
APT-066▲▲-○○	Prostate Cancer Cells
APT-067▲▲-○○	Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) Cancer Cells
APT-068▲▲-○○	HepG2 Hepatoma Cells
APT-069▲▲-○○	Glioma Cancer Cells
APT-070▲▲-○○	Ovarian Cancer Cells

がん研究

品番	検出対象
APT-071▲▲-○○	Gastric Cancer Cells
APT-072▲▲-○○	Acute Myeloid Leukemia (AML) Cancer Cells

感染症研究

品番	検出対象
APT-064▲▲-○○	Dengue Virus Envelope Protein

RNAアプタマー

修飾	修飾無し	
容量	10 nmol	30 nmol
通常価格（税別）	¥138,000	¥250,000
キャンペーン価格（税別）	¥117,300	¥212,500

がん研究

品番	検出対象
APT-025-○○	Mucin-16 (CA125)
APT-055-○○	Angiopoietin-1
APT-056-○○	Angiopoietin-2

免疫・炎症研究

品番	検出対象
APT-057-○○	CC Chemokine Receptor Type 5
APT-058-○○	Aptamer against Interleukin-8
APT-059-○○	Interleukin-17A
APT-060-○○	Interleukin-6 Receptor

循環器・血液・代謝研究

品番	検出対象
APT-055-○○	Angiopoietin-1
APT-056-○○	Angiopoietin-2

食品・農業・抗菌薬

品番	検出対象
APT-049-○○	Neomycin
APT-050-○○	Chloramphenicol

その他

品番	検出対象
APT-054-○○	L-Arginine

ELISA用 DNAアプタマーペア

修飾	修飾無し	
容量	10 nmol	30 nmol
通常価格（税別）	¥113,000	¥231,000
キャンペーン価格（税別）	¥96,050	¥196,350

感染症研究

品番	検出対象
APT-061-○○○	Zika Virus Non-Structural Protein 1 *Capture Aptamer for Sandwich ELISA
APT-061-○○○D	Zika Virus Non-Structural Protein 1 *Detection Aptamer for Sandwich ELISA
APT-062-○○○	Chikungunya Virus Envelope 2 Protein *Capture Aptamer for Sandwich ELISA
APT-062-○○○D	Chikungunya Virus Envelope 2 Protein *Detection Aptamer for Sandwich ELISA

ELISA用 RNAアプタマーペア

修飾	修飾無し	
容量	10 nmol	30 nmol
通常価格（税別）	¥138,000	¥275,000
キャンペーン価格（税別）	¥117,300	¥233,750

感染症研究

品番	検出対象
APT-063-○○○	Dengue Virus Non-Structural Protein 1 *Capture Aptamer for Sandwich ELISA
APT-063-○○○D	Dengue Virus Non-Structural Protein 1 *Detection Aptamer for Sandwich ELISA

※品番の▲▲には、対応する修飾が入ります（修飾無しの場合無記号、ビオチン化の場合「BT」、チオール修飾の場合「TH」）。品番の○○には、容量に応じて10または30が入ります（単位：nmol）。

フィルジェン 株式会社



【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

E-mail : support@filgen.jp URL : https://filgen.jp/

代理店

(Oct.2026)